

# CINTURÓN ABDOMINAL DE POLIPROPILENO PARA CAMA

## DESCRIPCIÓN

Cinturón abdominal de polipropileno para cama con correas y cierres de hebillas, imán o IronClip.

## COLORES

Polipropileno - Negro

## EFFECTOS Y BENEFICIOS

Inmovilización total de la cintura. Previene caídas con inmovilización parcial del cuerpo enfocado en la zona del abdomen. Se permite la lateralización del usuario y, en caso de que se desee inmovilizar al usuario boca arriba se dispone de dos cintas de polipropileno para proceder a la fijación.

## INDICACIONES PARA EL USO

Para usarlo, debe pasar la cinta de sujeción por debajo de la cama, luego proceda a ajustar el máximo mediante el cierre seleccionando la medida deseada. Coloque el paciente en la parte superior de la cinta abdominal y ajuste con el sujetador para mantener sin presión excesiva, cierre las correas de sujeción con hebillas, imán o IronClip según modelo.

En caso de fijar al usuario boca arriba coloque las cintas en los pasadores de los laterales y sujete con el mismo cierre al somier de la cama.

## MANTENIMIENTO

Lavar con agua fría. Temperatura máxima de 90°C. Admite productos abrasivos.

## COMPOSICIÓN

100% Polipropileno. Correa de nylon.

REF.	CIERRE	MEDIDA	CAMA
401100	HEBILLAS	M	90
401102		L	
401115		M	
401121	IMÁN	S	
401120		M	
401122		L	
401150	IRONCLIP	M	105
401152		L	
401111	HEBILLAS	M	
401130	IRONCLIP	M	
401132		L	
401105	IMÁN	M	
401107		L	
401110	HEBILLAS	M	135
401112		L	
401154	IRONCLIP	M	
401156		L	
401127	IMÁN	M	
401129		L	

