

CINTURÓN PERINEAL PARA SILLA / SILLÓN



DESCRIPCIÓN

El cinturón perineal silla / sillón ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales o funcionales psicológicas.

COLORES

Acolchado: Azul marino

Transpirable: Negro Y graffiti

EFFECTOS Y BENEFICIOS

Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra de mala postura. Ofrecer una sujeción firme y cómoda en el área perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo

INDICACIONES PARA EL USO

Para colocar el artículo correctamente, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla / sillón y el cinturón debe pasar a través del área perineal apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de la cintura del paciente, asegurándose de que no hay holgura y de manera firme.

MANTENIMIENTO

Basta con lavarla periódicamente a mano o a máquina, a una temperatura máxima de 40°C. Secar horizontalmente y sin fuentes de calor.

COMPOSICIÓN

Acolchado: 20% Anteline (100% poliéster), 20% Velur (100% poliamida) Y 60% de espuma.

Transpirable: 100% poliéster

Correas: 100% polipropileno

MODELO	TEJIDO	CIERRE	REFERENCIA
SILLA	Acolchado	Hebillas	305501
		Imán	304302
	Transpirable	Ironclip	304312
SILLÓN	Acolchado	Hebillas	305553
		Hebillas	305603
		Imán	304352
	Transpirable	Ironclip	304362
	Infantil	Hebillas	305653
Acolchado 9 a 13 años	Hebillas	305520	
		Hebillas	305522

